

PETUNJUK PENGGUNAAN ALAT INFANT WARMER

A. Persiapan

1. Tempatkan alat pada ruangan pelayanan / Tindakan
2. Pastikan SDM terlatih
3. Lepaskan penutup debu
4. Siapkan semua aksesoris
5. Siapkan bahan operasional (probe dan matras)

B. Pelaksanaan

1. Perhatikan protap pelayanan
2. Hubungkan alat dengan catu daya
3. Hidupkan alat dengan menekan tombol ON/OFF pada posisi ON
4. Tempelkan probe suhu ke tempat tidur
5. Atur temperature dengan memutar selektor pada temperature yang diinginkan antara 32°C-37°C, untuk tahap pertama mulai dari temperature paling rendah dan biarkan beberapa saat sampai suhu stabil.
6. Letakkan bayi diatas matras
7. Lakukan Tindakan
8. Tekan tombol STOP mengetahui berapa lama waktu penanganan bayi
9. Sebelum mematikan alat tekan tombol RESET pada tombol

C. Pengemasan / Penyimpanan

1. Kembailikan tombol-tombol ke posisi OFF atau minimum/nol
2. Matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF pada OFF
3. Lepaskan alat dari catu daya
4. Bersihkan probe suhu dengan kain halus atau tissue
5. Lepaskan aksesoris dan simpan aksesoris pada tempatnya
6. Pasang penutup debu