




 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	PENGOPERASIAN PESAWAT MAMOGRAFI GE SENOGRAPHE 600 T		
	No. Dokumen : 011/JANGMED/RADIOLOGI	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit : 11 September 2023	Ditetapkan oleh, Direktur,   <u>drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Ph.D</u>	
SPO			
PENGERTIAN	Pengoperasian adalah tata cara penggunaan pesawat sinar-X Mamografi yang dimulai dengan cara menyalakan sampai dengan mematikan pesawat sinar-X Mamografi		
TUJUAN	1. Untuk mengetahui tata cara penggunaan yang baik, menjaga dan memelihara alat dari kerusakan. 2. Untuk melayani pemeriksaan rontgen payudara		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomer : 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Di Rumah Sakit Dharma Nugraha		
PROSEDUR	A. Menyalakan dan Penggunaan Pesawat Mamografi GE Sonographe 600T: 1. Naikan tuas pada box panel listrik, agar listrik dari PLN bisa mengalirkan tegangan listrik ke pesawat mamografi. 2. Tekan  ON pada <i>Control Console</i> , lalu tunggu sampai angka kV, mAs muncul 3. Bersihkan terlebih dahulu bucky table dan alat kompresi mammae dengan menggunakan kassa/handuk bersih diberi sedikit alkohol 4. Masukkan kaset kedalam bucky table 5. Atur marker R / L, proyeksi CC/OBL		

 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	PENGOPERASIAN PESAWAT MAMOGRAFI GE SENOGRAPHE 600 T		
	No. Dokumen : 011/JANGMED/RADIOLOGI	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 6. Atur pasien dan objek yang diperiksa 7. Atur kV dan mAs sesuai dengan ketebalan objek 8. Lakukan kompresi menggunakan penekan yang tersedia, dengan cara menginjak pedal kompresi. 9. Petugas berlindung di balik kaca timbal yang berada di samping pesawat X-Ray Mamografi, kemudian lakukan ekspose, jika kaset sudah terekspose, maka alat kompresi dilepaskan dengan menginjak pedal pengendor kompresi. <p>B. Mematikan Pesawat Mamografi GE Sonographe 600T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turun penekan kompresi dan letakan diatas bucky table 2. Tekan tombol  OFF pada <i>Control Console</i> 3. Turunkan tuas listrik PLN yang terdapat di dalam box panel listrik. 		
UNIT TERKAIT	Radiologi		