

## TRACKING SPESIMEN

**No. Dokumen**  
013/JANGMED/LAB

**No Revisi**  
00

**Halaman**  
1 dari 1

**PROSEDUR  
STANDAR  
OPERASIONAL**

**Tanggal Terbit**  
1 April 2023

**Ditetapkan,**  
  
**Dr. Agung Darmanto, SpA**  
**Direktur**

**PENGERTIAN**

Kegiatan pencarian spesimen untuk diperiksa.

**TUJUAN**

Memperoleh hasil pemeriksaan yang teliti dan tepat.

**KEBIJAKAN**

Semua pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuat

**PROSEDUR**

Tracking spesimen serum

1. Spesimen serum yang telah dibekukan, dicari di freezer -20°C
2. Carilah kantong plastic dengan tanggal sesuai tanggal sampel diterima di laboratorium.
3. Carilah sampel di dalam kantong plastic tersebut sesuai dengan nama dan nomor laboratorium sampel yang dicari.

Tracking spesimen EDTA

1. Spesimen EDTA yang dapat dicari adalah spesimen yang diterima paling lama 7 hari yang lalu
2. Carilah Styrofoam sampel dengan hari sesuai dengan hari sampel diterima
3. Carilah sampel di syrofoam sampel tersebut sesuai dengan identifikasi barcode yang sesuai.

**UNIT TERKAIT**

Laboratorium