

 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	PENYIMPANAN FILM RONTGEN		
	No. Dokumen : 043/JANGMED/RADIOLOGI	No. Revisi : 00	Halaman : 1/6
SPO	Tanggal Terbit : 11 September 2023	Ditetapkan oleh, Direktur,   drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Ph.D	
PENGERTIAN	Tata cara dalam penyimpanan film rontgen, penyimpanan film rontgen dilakukan oleh radiografer/petugas radiologi		
TUJUAN	Memberikan acuan bagi petugas dalam penyimpanan film rontgen, memperkecil kerusakan film rontgen selama proses penyimpanan sehingga dapat diyakinkan bahwa film rontgen yang akan digunakan masih berkualitas baik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomer : 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Di Rumah Sakit Dharma Nugraha		
PROSEDUR	Semua film rontgen harus disimpan ditempat yang aman dan dapat terjangkau oleh petugas, dan dengan suhu 18°C - 25°C dengan kelembaban 50% 1. Petugas menulis tanggal , bulan, tahun film kedatangan di box film rontgen 2. Petugas memastikan kardus film dalam keadaan tertutup rapat 3. Petugas menyimpan film rontgen di lemari penyimpanan dengan posisi tegak		
UNIT TERKAIT	Unit Radiologi		